

# Beetregistratie

## Futar® familie

Deze Futar® materialen verschillen alleen qua verwerkings- en intraorale uithardingstijd en eindhardheid.



### Futar® D/ Futar® D Fast

Spuitbaar additiesiliconen materiaal, ook voor een end-to-end beet. Dankzij Futar® D Fast kunt u nu nog sneller een beet- en of MRA- pijlpuntregistratie realiseren. Met een verwerkingstijd van 15 sec. en een intraorale uithardingstijd van 45 sec. heeft u zeer snel en exact de gewenste registratie voltooid. Doe dit door Futar® D Fast in gesloten beet (bij voorbeeld buccaal) tegen de preparatie aan te spuiten.

Futar® D is o.a. zeer geschikt voor een snelle functionele randafvorming. Voor een goede hechting aan de lepelrand altijd eerst Panasil® adhesief aanbrengen (REF 14101)



### Futar®/ Futar® Fast

Futar® Fast en Futar® zijn de “zachtere” varianten van Futar® D Fast en Futar® D. Herkenbaar aan de groene kleur zijn Futar® Fast en Futar®, i.v.m. hun flexibiliteit, bij voorkeur te gebruiken i.g.v. een volledige occlusale beetregistratie. (“hoefijzer”)



### Futar® Cut & Trim Fast

Dankzij lage elasticiteitsmodulus zeer geschikt voor een occlusale end-to-end beet. Scan-geoptimeerd en extra besparing dankzij kortere en dunnere mengtips!



### Voordelen

- ✓ gebruiksklaar en hygiënisch aan te brengen
- ✓ een zeer korte verwerkings- uithardingstijd
- ✓ dimensioneel blijvend stabiel
- ✓ extra prijsvoordeel via de Big-Pack verpakking



Omschrijving met bestelcode				Verwerkingstijd (*)	Intraorale uithardingstijd	Totale uithardingstijd	Shore-D hardheid (ca.)
Futar® D Fast	50 ml cartridge	2 x 50 ml	11961	15 seconden	45 seconden	1 minuut	D 43
		Big-Pack, 10 x 50 ml	28279				
Futar® D	50 ml cartridge	2 x 50 ml	11932	30 seconden	90 seconden	2 minuten	D 43
		Big-Pack, 10 x 50 ml	28278				
Futar® Cut & Trim Fast	50 ml cartridge	2 x 50 ml	11975	15 seconden	45 seconden	1 minuut	D 35
		Big-Pack, 10 x 50 ml	28275				
Futar® Fast	50 ml cartridge	2 x 50 ml	11926	15 seconden	45 seconden	1 minuut	A 90
		Big-Pack, 10 x 50 ml	28276				
Futar®	50 ml cartridge	2 x 50 ml	11912	30 seconden	90 seconden	2 minuten	A 90
		Big-Pack, 10 x 50 ml	28277				

\* Intra-orale verwerkingstijd is korter dan de hierboven genoemde verwerkingstijd!