

Soft relining

...een duurzaam zachtblijvende en comfortabele softliner!



Mucopren® Soft

Een rebasingmateriaal gebaseerd op additiesilicone (vinylpolysiloxaan) voor directe en indirecte toepassingen die wel blijft zitten.

De directe en indirecte toepassing

De prothese uitsluitend met water grondig reinigen en drogen. Aansluitend een gelijkmatige laag prothesemateriaal verwijderen totdat er een optimale ruimte ontstaat voor het rebasingmateriaal. Voor een goede overgang van het zachtblijvende Mucopren soft naar de prothesekunststof in het vestibulaire gebied, is het aan te bevelen een rechthoekige kant in te frezen.

Het geprepareerde, opgeruwde en gereinigde prothese-oppervlak tweemaal met een tussenpoos van 30 seconden dun bestrijken met Mucopren soft adhesief en daarna goed laten drogen alvorens verder te gaan. Het is belangrijk dat het adhesief over de rechthoekige kant heen wordt aangebracht.

Het activeren van de bonding

De duurzaamheid valt of staat bij het activeren van de bonding. Door de prothese met soft reliner direct na het uitnemen gedurende 15-20 minuten in een waterbad (50-60 °C) te plaatsen verkrijgt men een blijvende en doeltreffende hechting van het Mucopren®- aan het prothesemateriaal. Bij een indirecte rebasing moet er om een gelijke uithardingstijd te verkrijgen het rebasingsapparaat of de cuvet ten minste 30 minuten in een hogedrukpan met warmwater van 45-50 °C worden gelegd. Aansluitend kan de eventueel verzegelde prothese met of zonder gipsmodel tenminste 45 minuten in de hogedrukpan (45-50 °C) geplaatst worden.

Mucopren® Soft is verkrijgbaar als:

- Basis-Set
- 50 ml navulling



Omschrijving met bestelcode



Verwerkingstijd (*)

Intraorale uithardingstijd

Totale uithardingstijd



Shore-A hardheid (ca.)

Omschrijving met bestelcode		Verwerkingstijd (*)	Intraorale uithardingstijd	Totale uithardingstijd	Shore-A hardheid (ca.)	
Mucopren® Soft	Basis-set, 50 ml Mucopren Soft, 50 ml navulling + toebehoren	28105	2 minuten 15 seconden	3 minuten 15 seconden	5 minuten 30 seconden	A 60
	2 x 50 ml Mucopren Soft	15687				

* Intra-orale verwerkingstijd is korter dan de hierboven genoemde verwerkingstijd!

Afwerking

Lokale afwerking door eerst overtollig materiaal met een fijn schaarje te verwijderen, voor het ruwe nabewerken zijn stalen frezen met kruisnede voor zachtblijvende rebasingmaterialen geschikt om vervolgens d.m.v. speciaal hiervoor ontworpen polijstinstrumentarium een glad en

naadloos oppervlakte te verkrijgen. De beslepen kunststoffoppervlakken kunnen op de gebruikelijke wijze worden gepolijst. Indien er nog met Mucopren soft verzegelingssiliconen gewerkt dient te worden dan wel eerst een eventueel aangebrachte laag polijstvet grondig van het Mucopren

soft materiaal verwijderen (heet water) voordat er gepenseeld gaat worden.

Een verbluffend eindresultaat met een gegarandeerde draagtijd van minimaal één jaar!

