

Tijdelijke voorziening

Het tijdelijk kroon- en brugmateriaal: Visalys® Temp



Visalys® Temp

Een zeer stabiel en esthetisch composietmateriaal voor de vervaardiging van tijdelijk kroon- en brugmateriaal, inlays, onlays en facings.

Dit tweecomponenten systeem, gebaseerd op multifunctioneel acrylcomposiet, bevat geen bisfenol-A of derivaten ervan.

De pasta's worden door middel van Applyfix 6 doseerpistool (10:1) en overeenkomstige mengtips gedoseerd en gemengd.



De voordelen op een rij:

Eenvoudige verwerking

- ✓ Zeer goede vloeï-, thixotrope-eigenschappen en minimale verwerkings- en afwerktijd.
- ✓ Geringe smeerlaag welke snel en gemakkelijk met een desinfectiedoekje te verwijderen is.
- ✓ Zolang deze smeerlaag nog niet verwijderd is kan de noodvoorziening probleemloos met Visalys Temp gere lined c.q. gerepareerd worden.
- ✓ Dankzij dichte oppervlakte structuur eenvoudig af te werken met geringe stofontwikkeling.
- ✓ Glad oppervlakte en hoogglans zonder te polijsten - polijsten is niet nodig en indien toch gewenst, dan slechts minimaal.
- ✓ Extra prijsvoordeel via de Big-Pack verpakking

Buitengewoon stabiel

- ✓ Aanwijsbaar minder reparaties: minder werk, tevreden patiënten.
- ✓ Ook als langdurige noodvoorziening (> 4 weken) geschikt.
- ✓ Noodvoorzieningen breken zelden tijdens uitnemen en terugplaatsen.

Hoge esthetiek

- ✓ Natuurlijke translucentie en opalescentie, geven dankzij het kameleoneffect een optimale integratie in de bestaande mondsituatie.
- ✓ Natuurlijke fluorescentie.
- ✓ Esthetisch zeer geschikt als noodvoorziening voor in het front.



Omschrijving met bestelcode

		kleur A1		13780
Visalys® Temp	50 ml cartridge	kleur A2	1 x 50 ml, 15 mengtips	13781
		kleur A3		13782
		kleur A2		Big-Pack, 5 x 50 ml, 15 mengtips
		kleur A3	Big-Pack, 5 x 50 ml, 15 mengtips	13795
	mixingtips	50 stuks	13789	
Applyfix® 6	Doseerpistool voor 50 ml cartridge 4:1/10:1			17208



Verwerkingstijd	Handling
00:00-00:40 min.: sec.	Aanbrengen van Visalys® Temp in de afdruk en plaatsen in de mond.
	Uitharding in de mond.
01:30 - 02:30 min.:sec.	Verwijderen uit de mond. (Optimaal na 02:00 min.)
	Volledige uitharding.
Vanaf 4 min	Afwerken van de noodvoorziening