

# Toebehoren

## Sympress mengapparaat

Meng en druk af met Kettenbach



### De voordelen

- ✓ homogene- / luchtbelvrije massa gewaarborgd
- ✓ zeer hoge mengsnelheid dus langere verwerkingstijd van het afdruckmateriaal
- ✓ gebruiksvriendelijk en meer zekerheid dankzij het nieuwe jumbo cartridge systeem en de "place & go" dynamische mengtips
- ✓ Minimale afmetingen, muurbevestiging mogelijk en dus ruimtebesparing

## Toebehoren afdruckmaterialen



### Dynamische mengtips voor de 380 ml jumbo cartridge verpakkingen

Deze dynamische mengtips zijn speciaal ontwikkeld voor de jumbo cartridge verpakkingen van de firma Kettenbach.



### Mengtips voor de 50 ml cartridge verpakkingen

De bijbehorende mengtip herkent u aan de kleurcodering van de afsluitdop van de verschillende cartridges. Om het omspuiten in de patiëntenmond te vergemakkelijken kunt u gebruik maken van de passende intra-orale tip. De gele intra orale tips, MB 4.2 gaan samen met de gele mengtips voor o.a. Panasil® initial contact Light



### Lepel adhesief

Altijd een adhesief gebruiken in een gesloten afdrucklepel. (In een geperforeerde lepel kan een lepel adhesief ook gewenst zijn) Gebruik de bijbehorende adhesief: bij additivesiliconen is dit Panasil® adhesief voor in de afdrucklepel. (en bij Futar® D voor de randafvorming is dit ook Panasil® adhesief)


Laat de adhesief altijd eerst goed drogen voordat er afgedrukt gaat worden.

Individuele samenstelling van het Sympress pakket  
**€ 999,-** excl. BTW



### Dynamische mengtips, blauw


de 380 ml jumbo cartridge


45 stuks  REF 17900



### Mengtips, groen

Ø 6,5 mm, voor de 50 ml cartridges met de groene afsluitdop

100 stuks  REF 17235



### Mengtips, geel


Ø 4,2 mm, voor de 50 ml cartridges met de gele afsluitdop

100 stuks  REF 17240



### Intra orale tips, geel

voor de gele mengtips Ø 4,2 mm

96 stuks  REF 17222



### Intra orale tips, transparant

voor de groene mengtips 6.5 mm

96 stuks  REF 17221



### Panasil® adhesief

voor o.a. Silginat® (additivesiliconen)

10 ml  REF 14101

