

# Duurzame voorziening

## Stompopbouw materiaal Visalys® Core



### Active-Connect-Technology:

Visalys® Core is de nieuwe generatie van stompopbouwmaterialen met de innovatieve Active-Connect-Technology.

Zodoende zorgt Visalys® Core voor een betrouwbare hechtverbinding met alle gangbare licht- en zelfuithardende één- of meerstaps bondingsystemen, zonder een extra activator te gebruiken.

Bevat geen  
Bisfenol A



### De nieuwe “2-in-1”- generatie voor stompopbouw en wortelstiftbevestiging

Visalys® Core is:

- ✓ Geschikt als stompopbouw materiaal en voor het bevestigen van wortelstiften
- ✓ Fluoride-houdend
- ✓ Duaal uithardend
- ✓ Röntgen-opake
- ✓ Bevat geen Bisfenol A of derivaten ervan
- ✓ Luchtbelvrij in de caviteit aan te brengen
- ✓ Verkrijgbaar in de kleuren dentine en wit
- ✓ Verkrijgbaar als 5 ml handspuit en als 25 ml cartridge voor het doseerpistool

#### Handspuit 1:1

2 x 5 ml handspuit incl. 20 mengtips (bruin),  
10 intra-orale tips, 10 Endo-tips

2 x 5 ml, wit	REF 13860
2 x 5 ml, dentine	REF 13861

#### Cartridge 1:1

25 ml cartridge incl. 20 mengtips (kort geel),  
20 intra-orale tips

25 ml, wit	REF 13870
25 ml, dentine	REF 13871

### Accessoires:

17232	mengtips Ø 2,5 mm, bruin	50 stuks
17223	intra-orale tips voor mengtips Ø 2,5 mm, bruin	50 stuks
17224	endo-orale tips voor mengtips Ø 2,5 mm, bruin	50 stuks
17230	mengtips Ø 4,2 mm, geel	50 stuks
17225	intra-orale tips voor mengtips Ø 4,2 mm, geel	50 stuks
17212	Applyfix® 8, doseerpistool voor 25 ml cartridge	1 stuk

