


PRODUCTEN VAN KETTENBACH DENTAL





NIEUW SYSTEEM- DEZELFDE INHOUD



SOOO SUPER
MET FUTAR®



Zes keuzemogelijkheden voor maximale precisie, zonder compromissen.

Deze Futar® materialen (polyvinylsiloxaan) verschillen qua verwerkings- en intraorale uithardingstijd en eindhardheid.

Marktleider in Duitsland¹⁾
meer dan 25 jaar Futar® =
meer dan 25 jaar kwaliteit +
meer dan 25 jaar aan innovatie



Voordelen

- Gebruiksklaar en hygiënisch aan te brengen
- Het beste registratiemateriaal per indicatie
- Dimensioneel blijvend stabiel met de gewenste shore hardheid en uithardingstijden

Producteigenschappen

- Hard (Shore-A 90) of extra-hard (Shore-D 43) materiaal
- Snelle, extra-snelle of extra-lange verwerkingsduur
- Korte of extra-korte intraorale uithardingstijd
- Thixotroop, lage elasticiteitsmodulus, scan-geoptimeerd en zeer goed freesbaar

Indicaties/eigenschappen

- Futar® D of Futar® D Fast voor een snelle nauwkeurige beet-, MRA- of pijlpuntregistratie
- Dankzij de lage elasticiteitsmodulus zijn de "zachtere varianten, Futar® Fast en Futar® ideaal voor bij een volledige occlusale beetregistratie ("hoefijzer")
- Futar® D Slow is zeer geschikt om een functionele randafvorming te maken en als fixatiemateriaal bij de edentate implantaatafdruk
- Futar® Cut & Trim Fast voor uw scan-geoptimeerde registratie (CAD/CAM)

Economisch en zekerheid - in het nieuwe 50 ml cartridge systeem

- Economisch: In de nieuwe blauwe mengtips blijft 20% minder restmateriaal achter dan in de vorige groene mengtips (Ø 6,5 mm) van de Futar® Produkten. Meer materiaal, minder verspilling
- Intuïtief: vanzelfsprekende werkwijze
 - Kijk voor meer voordelen op pagina 2

SOOO WETENSCHAPELIJK

- In de nieuwe blauwe mengtips blijft **20% minder** restmateriaal achter dan in de vorige groene mengtips (Ø 6,5 mm) van de Futar®- en Panasil®-Produkten
- Direct toe te passen:
meer materiaal, minder verspilling



1

SOOO ORIGINEEL

Met origineel afsluitsysteem

2

SOOO EENVOUDIG

Afgestemde kleurcodering:

De afsluitdop en de -verzegeling op de cartridge komen overeen met de kleur van de bijbehorende mengtip

3

SOOO COMPATIBEL

De nieuwe 50 ml cartridge past in hetzelfde doseerpistool. Compatibel en vertrouwd

4



NIEUW
Geoptimaliseerd
mengsysteem



SOOO NAUWKEURIG
IS PANASIL®

PANASIL®



Nauwkeurige afdrucken, zelfs in extreme situaties

Additiesiliconen materialen voor kroon- en brugwerk, implantologie en voor de edentate patiënt. Afdrukmaterialen in verschillende viscositeiten voor de 1 en 2 fase afdruktechniek.



Voordelen

- Minmale belasting door uitstekende monduitname van de afdruk
- Reuk- en smaakneutraal dus meer comfort voor de patiënt
- Gegarandeerde 3-dimensionale stabiliteit
- Geoptimaliseerde 50 ml en 380 ml cartridge systeem

Producteigenschappen

- Polyvinylsiloxaan met maximaal elastisch herstelvermogen
- Lange verwerkingsduur, korte intraorale uithardingsduur
- Dosering via het 50 ml cartridge systeem of het automatisch mengapparaat
- Verschillende viscositeiten met ook putty's voor de hand-mix als voor het automatisch mengapparaat

Indicaties/eigenschappen

- Maximale zekerheid, patientvriendelijk en gebruikersgemak
- Unieke initiële hydrofilie met een constante bevochtigingsvermogen
- Korte uithardingsduur en gemakkelijk mengen, voor besparing van kostbare tijd in de praktijk

Economisch en zekerheid - in het nieuwe 50 ml cartridge systeem

- Economisch: In de nieuwe blauwe mengtips blijft 20% minder restmateriaal achter dan in de vorige groene mengtips (Ø 6,5 mm) van de Panasil® Producten. Meer materiaal, minder verspilling
- Intuïtief: vanzelfsprekende werkwijze
 - Kijk voor meer voordelen op pagina 2

Meer dan 35 jaar
aan innovatie,
kwaliteit en ervaring



NIEUW
Geoptimaliseerd
mengsysteem



Superieure hydrofiliciteit voor superieure prestaties!


Bij een onderzoek* werden A-siliconen en polyether gedurende de verwerkingsduur onderzocht op hun bevochtigingseigenschappen, door middel van videotechnieken en contacthoekmetingen met een hoge resolutie.

Op basis van de hydrofiliciteit in het beginstadium (gekwantificeerd door middel van de aanvankelijke contacthoek) en hydrofiele kinetiek (uitbreidingsvermogen van een waterdruppel) werden zowel aanvankelijk hydrofiele als zeer hydrofobe A-siliconenmaterialen geobserveerd.




* Vergelijkende test uit 2006, uitgevoerd door Kettenbach, waarbij de contacthoek werd gemeten met behulp van het meetapparaat DAS 100 van Kruss. Beoordeeld met behulp van de cirkelpasmethode.
** Affinis Light™, Aquasil Ultra XLV™ en Impregum™ zijn geen gedeponeerde of geregistreerde handelsmerken van Kettenbach.

Behaalt het allersnelst topwaarden




De metingen werden gedaan door Kettenbach Dental, op basis van de meetspecificaties van de desbetreffende DIN/ISO-standaard.



Foto's van Hubert Christian Roggendorf, D.D.S.[dr. in de tandheelkunde] – afdeling tandprothetiek van het centrum voor dentomaxillofaciale geneeskunde van de Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität in Bonn, Duitsland

De tijd tussen het eerste contact en de snelheid waarmee zich de vloeistof verspreid, speelt een doorslaggevende rol bij de verbetering van de nauwkeurigheid van een afdruk. Bovendien is het belangrijk dat de hydrofiliciteit gedurende de hele verwerkingsduur van het materiaal behouden blijft en niet alleen aan het begin aanwezig is. De geteste materialen vertoonden een continue afname in hydrofiliciteit, terwijl de hydrofiliciteit van het A-siliconenmateriaal Panasil® initial contact constant bleef gedurende de hele verwerkingsduur.




Bij Panasil® initial contact X-Light is na 3 seconden sprake van zeer snelle verspreiding van de waterdruppel en van de kleinste contacthoek, vergeleken met de concurrerende materialen.



SOOO COMFORTABEL
IS IDENTIUM®



IDENTIUM®



Het beste van twee werelden.

Identium afdruk materiaal is speciaal ontwikkeld voor o.a. al uw kroon-, brug- en implantaatwerk. Dit Vinylsiloxanether® (VSXE®) afdruk materiaal voor de éénfase techniek heeft een unieke samenstelling.



Voordelen

- Unieke vloe- en hydrofiele eigenschappen
- Reuk- en smaakneutraal
- Optimale scheurweerstand dankzij hoge Shore-A hardheid
- Lange verwerkingstijd voor meer comfort
- eenvoudige monduitname
- Zeer betrouwbare 3-dimensionale stabiliteit

Producteigenschappen

- Het beste van polyether
- Het beste van polyvinylsiloxaan
- Een nog kortere intraorale uithardingsduur

De beste eigenschappen
van polyether en additiesiliconen.

Indicaties/eigenschappen

- Dankzij de unieke vloe- en hydrofiele eigenschappen vloeit Identium® Light strak tegen de geprepareerde randlocaties
- Identieke afbeelding van de mondsituatie met Identium® Medium voor de monofase en Heavy gecombineerd met Identium® Light voor de éénfase afdructechniek

Economisch en zekerheid - in het nieuwe 50 ml cartridge systeem

- Economisch: Meer materiaal, minder verspilling
- Intuïtief: vanzelfsprekende werkwijze
- Kijk voor meer voordelen op pagina 2


THE DENTAL
ADVISOR
+++

NIEUW
Geoptimaliseerd
mengsysteem



Comfortabele voordelen voor nauwkeurige afdrukken

Meting van uitneemkrachten



Hoe kleiner de intraorale uitneemkrachten,
hoe groter het comfort is tijdens de afdructname.


Eenvoudige
monduitname





Gemakkelijk uit de mond te nemen

Afdrukmaterialen ondergaan bij het uit de mond nemen sterke vervormingen. Identium® heeft de elastomere eigenschappen van A-siliconen, wat inhoudt comfortabele monduitname bij de patiënt en probleemloos verwijderen van de afdruk van het werkmodel. Situaties met ongewenste extractie van gebitselementen in de praktijk of afbreken van stempelen van het werkmodel behoren nu tot het verleden. Het definitieve elastische herstel benadert de 100%.

Aanvankelijke contacthoek



Hoe kleiner de contacthoek, des te groter de
hydrofiliëteit van het materiaal.



Zeër nauwkeurige reproductie van de preparatiegrens

Als er sprake is van lichte bloedingen of speekselrestanten speelt het vernettingsgedrag van het afdruk materiaal in de beginfase een wezenlijke rol bij de nauwkeurigheid van de afdruk. Zelfs als het afdrukgebied zorgvuldig wordt gedroogd, blijft er een zekere mate van restvocht aanwezig en kan een negatieve invloed hebben op de nauwkeurige reproductie van details. De hydrofiliëteit in het beginstadium (gekwantificeerd door middel van de aanvankelijke contacthoek) en de hydrofiele kinetiek (uitbreidingsvermogen van een waterdruppel) zijn parameters die nuttige informatie geven over het gedrag van het afdruk materiaal. Met een eerste klas contacthoek van minder dan 10° na slechts één seconde, behaalt Identium® een absolute topwaarde voor hydrofiliëteit in het beginstadium. In tegenstelling tot andere materialen, kan Identium® deze sterke hydrofiliëteit heel snel tot stand brengen en weet hem gedurende de volledige verwerkingsduur te handhaven.

Dit resulteert in zeër nauwkeurige afdrukken, zelfs in extreme situaties.



SOOO EFFICIËNT
IS **SILGINAT**®

De nieuwe standaard als alternatief voor de alginaat afdruk

Elastomeer polyvinylsiloxaan-afdruk materiaal van medium viscositeit, speciaal ontwikkeld voor het maken van afdrukken voor de tegenafdruk, tijdelijke kronen/bruggen invisalign en eenvoudig uitneembare prothetische werkstukken.



Voordelen

- Polyvinylsiloxaan voor uw alginaatafdruk indicaties
- Afdruk kan gewoon droog bewaard worden (niet vochtig)
- Maximale precisie, gemakkelijk uit de mond te nemen

Producteigenschappen


- Optimaal elastisch herstel
- Grote dimensionale stabiliteit
- Zeer thixotroop, sterke vloeibaarheid en scheurbestendigheid
- Neutrale smaak

Indicaties/eigenschappen

- Eenvoudig, schoon en voorspelbaar met een nauwkeurig eindresultaat
- Kan meerdere keren worden uitgegoten zonder detailverlies - ook later nog
- Universeel inzetbaar en leverbaar als 380 ml en 50 ml cartridge
- Gestandaardiseerde, hygiënische procedures in overeenstemming met de eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement

Economisch en zekerheid - in het nieuwe 50 ml cartridge systeem

- Economisch: In de nieuwe blauwe mengtips blijft 20% minder restmateriaal achter dan in de vorige groene mengtips (Ø 6,5 mm) voor Silginat®. Meer materiaal, minder verspilling
- Intuïtief: werkwijze is vanzelfsprekend
 - Kijk voor meer voordelen op pagina 2



Voor tijdelijke kronen en bruggen



Kan meerdere keren worden uitgegoten



NIUW
Geoptimaliseerd
mengsysteem

Stabiel, kan meerdere keren worden uitgegoten



SOOO COMFORTABEL
IS **MUCOPREN**® SOFT

Een blijvende en doeltreffende hechting. Doet wat het belooft.

Mucopren® Soft Een rebasingmateriaal gebaseerd op additiesilicone (vinylpolysiloxaan) voor directe en indirecte toepassingen die wel blijft zitten.



Voordelen

- Gebruiksklaar en hygiënisch aan te brengen.
- Glad en naadloos af te werken
- Gegarandeerde draagtijd van minimaal één jaar
- Zowel direct als indirect aan te brengen

Producteigenschappen

- Glad, hydrofoob siliconenoppervlak
- Verzegeling op basis van siliconen
- Grote scheurbestendigheid
- Gepatenteerd adhesief

Indicaties/eigenschappen

- Optimale vereisten voor hygiënische en functionele prothese aanpassing
- Blijft lang en comfortabel op zijn plaats
- Moderne materiaaleigenschappen en eenvoudige en voorspelbare verwerking
- Zeer efficiënt, toegevoegde waarde ; patiënt kan na de behandeling met aangepaste prothese naar huis (directe techniek)

...een duurzaam zachtblijvende en comfortabele softliner!



Directe techniek



Indirecte techniek



Gemakkelijk af te werken



Gemakkelijk te verzegelen





SOOO ONBREEKBAAR
IS **VISALYS® TEMP**

Het tijdelijk kroon- en brugmateriaal.

Visalys® Temp

Een zeer stabiel en esthetisch composietmateriaal voor de vervaardiging van tijdelijk kroon- en brugmateriaal, inlays, onlays en facings.

Dit tweecomponenten systeem, gebaseerd op multifunctioneel acrylcomposiet, bevat geen bisfenol-A of derivaten ervan.



Voordelen

- Ook als langdurige noodvoorziening (> 4 weken) geschikt.
- Geringe smeerlaag welke snel en gemakkelijk met een desinfectiedoekje te verwijderen is.
- Esthetisch zeer geschikt als noodvoorziening voor in het front.

Producteigenschappen

- Zeer stabiel en breukbestendig
- Uitharding met een minimale zuurstofinhibitie laag
- Heel glad oppervlak
- Bevat geen bisfenol-A

Indicaties/eigenschappen

- Glad oppervlakte en hoogglans zonder te polijsten
- Optimale integratie dankzij natuurlijke translucentie, opalescentie en kameleoneffect
- Aanwijsbaar minder reparaties; minder werk, tevreden patiënten

Uitstekende eigenschappen
**Eenvoudige verwerking,
buitengewoon stabiel en
hoge esthetiek.**



SOOO STABIEL
IS **VISALYS® CORE**

Voor duurzame restauraties.

Visalys® Core is het eerste stompopbouw materiaal met de unieke Active-Connect-Technology, voor een betrouwbare hechting op alle bekende merken adhesiefmaterialen voor bevestiging in een of meerdere stappen.

Daarom is Visalys® Core een duaal uithardend stompopbouw materiaal dat zich hecht aan alle adhesiefmaterialen – zonder extra activator.

Door Visalys® Core te gebruiken voor het opbouwen van de stomp en het cementeren van de wortelstift, ontstaat er een naadloze combinatie van stift en stomp, van stift en stomp. Een betrouwbaar monoblok vervaardigd van één enkel materiaal.

Compatibel met uw
vertrouwde bonding systeem.



Indicaties/eigenschappen

- Active-Connect-Technology: Top-hechtsterkte bij alle gangbare merken adhesiefmaterialen voor hechting in een of meerdere stappen – zonder extra activator!
- Eén materiaal, twee toepassingen: Stompopbouw en cementering van wortelstiften
- Eenvoudig en rechtstreeks via de 5 ml handsput of de voordelige 25 ml cartridge aan te brengen. Vloeit uitstekend en toch standvastig.
- Duaal uithardend: solide en duurzame stompopbouwen, ook daar waar lichtpolymerisatie niet of beperkt mogelijk is.
- Zeer stabiel, dankzij de zeer goede compressiesterkte





SOOO SMART
IS **VISALYS® CEMCORE**

VISALYS® CEMCORE

Duaal uithardend, adhesief composietcement en stompopbouw materiaal in één.

Visalys® CemCore is een duaal uithardend adhesief composietcement en stompopbouw materiaal. De unieke Active-Connect-Technology (ACT) zorgt voor een optimale adhesieve verbinding en daarnaast beschikt Visalys® CemCore dankzij speciale netwerkvormers over een uitstekende dimensionale stabiliteit.



Voordelen

- Eén materiaal voor twee toepassingen
- Cementeren van alle indirecte voorzieningen
- Compatibel met alle tandheelkundige materialen
- Geschikt voor alle etstechnieken
- Polymerisatie van de primer is niet noodzakelijk

Producteigenschappen

- Cementeren en stompopbouw
- Goede dimensionale stabiliteit
- Optimale adhesieve verbindingen

Indicaties/eigenschappen

- Minder componenten (3) bij alle cementeringsprocedures, minimale voorraad en eenvoudigere hantering
- Permanent sterke adhesieve verbinding en betrouwbare stompopbouw
- Stompopbouw vervaardiging, zelfs zonder matrixbanden
- Ondanks de hydrofobiciteit die voor een stompopbouw materiaal nodig is, zorgt de unieke Active-Connect-Technology (ACT), met de geïntegreerde Fase-transfer-katalysator, voor een permanent sterke adhesieve verbinding

Visalys® CemCore –
het composietmateriaal voor
onder alle restauraties.



Een universeel adhesief cement en
stompopbouwcomposietmateriaal

Zelftsend Toothprimer
(voor alle etstechnieken)



Primer voor alle restauraties
(10-MDP, geïntegreerd silaan)




- Duaal uithardend: betrouwbare uitharding is gegarandeerd, zelfs daar waar geen lichtpolymerisatie kan plaatsvinden
- Het overtollig composietcement laat zich gemakkelijk en snel verwijderen na een korte lichtpolimerisatie ("tack curing") of nadat de gelfase is bereikt.
- Bevat geen bisfenol-A of derivaten ervan




UNIEKE ACTIVE-CONNECT-
TECHNOLOGY

- Voor geoptimaliseerde adhesieve verbindingen
- Fase-transfer-katalysator



Afschuifsterkte na chemische uitharding




ASSORTIMENT

Dynamische
mengtips,
blauw



45 tips, art.nr. 17900



380 ML JUMBO CARTRIDGE VOOR HET AUTOMATISCH MENGAPPARAAT

Patroon 380 ml, 5:1		Introductieverpakking (1 x 380 ml)	Navulverpakking (2 x 380 ml)
Silginat®		–	art.nr. 14713
Identium® Medium / Identium® Medium Fast		art.nr. 14716 / –	art.nr. 14717/art.nr. 14719
Identium® Heavy / Identium® Heavy Fast		art.nr. 1472411 / –	art.nr. 14725/art.nr. 14727
Panasil® monophase Medium		–	art.nr. 14709
Panasil® binetics Putty Fast		art.nr. 14700	art.nr. 14701
Panasil® binetics Putty Soft		art.nr. 14702	art.nr. 14703
Panasil® tray Fast Heavy		art.nr. 14704	art.nr. 14705
Panasil® tray Soft Heavy		art.nr. 14706	art.nr. 14707

2 X 450 ML HANDMIX VERPAKKINGEN

Pot 450 ml, 1:1		Normale verpakking (900 ml) 2 x pot 450 ml, 1:1	Voordeelverpakking (3600 ml) 4 x pot 450 ml, 1:1
Panasil® Putty		art.nr. 11101	art.nr. 11103
Panasil® Putty Fast Set		art.nr. 11141	art.nr. 11143
Panasil® Putty Soft		art.nr. 11121	art.nr. 11123

50 ML CARTRIDGE VOOR HET DOSEERPISTOOL

Cartridge 50 ml, 1:1		Normale verpakking (2 x 50 ml)	Bulkverpakking (24 x 50 ml)	Bonusverpakking (10 x 50 ml)
Panasil® monophase Medium		art.nr. 1350111	–	–
Panasil® tray Fast Heavy		art.nr. 1355111	–	–
Panasil® tray Soft Heavy		art.nr. 1354111	–	–
Panasil® initial contact X-Light		art.nr. 1340111	–	art.nr. 2830011
Panasil® initial contact Light		art.nr. 1341111	–	art.nr. 2831011
Panasil® contact plus X-Light		art.nr. 1189211	2814411	–
Panasil® contact two in one Light		art.nr. 1178111	2814511	–
Silginat®		art.nr. 1384611 (6 x 50 ml)	art.nr. 1384711	–
Identium® Light / Identium® Light Fast		art.nr. 1370111/art.nr. 1371111	–	–
Futar® / Futar® Fast		art.nr. 1191211/art.nr. 1192611	–	art.nr. 2827711/art.nr. 2827611
Futar® D / Futar® D Fast		art.nr. 1193211/art.nr. 1196111	–	art.nr. 2827811/art.nr. 2827911
Futar® D Slow		art.nr. 1195111	–	–
Futar® Cut & Trim Fast		art.nr. 1197511	–	art.nr. 2827511

ADHESIEF

Fles 10 ml		
Identium® Adhesive		art.nr. 14204
Panasil® Adhesive		art.nr. 14101
Mucopren® Adhesive		art.nr. 14203

ASSORTIMENT

Mengtips,
groen,
Ø 6,5 mm



50 tips, art.nr. 17234

Mengtips,
lichtblauw,
Ø 3,2 mm



60 tips, art.nr. 17217

Mengtips,
blauw-oranje,
Ø 3,2 mm



50 tips, art.nr. 13789

Mengtips,
blauw,
Ø 2,5 mm



50 tips, conisch, art.nr. 17236
50 tips, stomp, art.nr. 17238

Mengtips
bruin,
Ø 2,5 mm



50 tips, art.nr. 17232

Mengtips,
geel, kort,
Ø 4,2 mm



50 tips, art.nr. 17230

MUCOPREN® SOFT

Cartridge 50 ml, 1:1		Normale verpakking (2 x 50 ml)
Mucopren® Soft		art.nr. 15687
Mucopren® Soft Base set		art.nr. 28105 50 ml Mucopren Soft, 50 ml Mucopren silicone sealant, 10 ml Mucopren adhesive, 7 groene mengtips (Ø 6,5 mm), 20 blauwe mengtips (Ø 3,2 mm), 1 penseelhouder, 20 wegwerppenselen, 1 stalen snij-instrument, accessoires
Fles 10 ml		
Mucopren® Adhesive		art.nr. 14203

VISALYS® TEMP

Cartridge 50 ml, 1:10		Normale verpakking: Cartridge 50 ml, 15 blauw-oranje mengtips,	Bonusverpakking: 5 x Cartridge 50 ml, 15 blauw-oranje mengtips,
Visalys® Temp, kleurtint A1		art.nr. 13780	–
Visalys® Temp, kleurtint A2		art.nr. 13781	art.nr. 13794
Visalys® Temp, kleurtint A3		art.nr. 13782	art.nr. 13795
Visalys® Temp, kleurtint A3.5		art.nr. 13790	–
Visalys® Temp, kleurtint B1		art.nr. 13784	–
Visalys® Temp, kleurtint BL		art.nr. 13788	–

VISALYS® CEMCORE

Automixspuit 4,5 g (2,5 ml)/ 9 g (5 ml), 1:1		Startersverpakking Automixspuit 4,5 g (2,5 ml), 1 x 2 ml Tooth Primer, 1 x 2 ml Restorative Primer, blauwe mengtips, stomp/conisch, 5 van elk, 3 intraorale tips, 2 endodontische tips	Normale verpakking Automixspuit 9 g (5 ml), blauwe mengtips, stomp/conisch, 10 van elk, 6 intraorale tips, 4 endodontische tips	Visalys® CemCore Try In Paste Spuut (1,4 ml), 5 applicatietips
Visalys® CemCore, Universal (A2/A3)		art.nr. 13570	art.nr. 13572	art.nr. 13592
Visalys® CemCore, Opaque		–	art.nr. 13573	art.nr. 13593
Visalys® CemCore, Translucent		–	art.nr. 13574	art.nr. 13590
Visalys® CemCore, Bleach		–	art.nr. 13575	art.nr. 13591
Visalys® CemCore, Dark (A4)		–	art.nr. 13576	art.nr. 13594
Fles 4 ml		Visalys® Tooth Primer	Visalys® Restorative Primer	
1x fles 4 ml		art.nr. 13580	art.nr. 13581	

VISALYS® CORE

Automixspuit 9 g (5 ml), 1:1/ Cartridge 45 g (25 ml), 1:1		Introductieverpakking Automixspuit 9 g (5 ml), 10 bruine mengtips, 5 intraorale tips, 5 endodontische tips	Normale verpakking 2 x automixspuit 9 g (5 ml), 20 bruine mengtips, 10 intraorale tips, 10 endodontische tips	Normale verpakking Cartridge 45 g (25 ml), 20 gele mengtips, 20 intraorale tips
Visalys® Core, White		art.nr. 13866	art.nr. 13860	art.nr. 13870
Visalys® Core, Dentin		art.nr. 13865	art.nr. 13861	art.nr. 13871

Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg · Germany
Phone: +49 (0) 2774 7050
info@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.com

Voor meer informatie vraag uw
dental depot of direct via ons:
Kettenbach Dental Benelux
info@dental4.nl
www.dental4.nl



0510449_1121

