

HET CEMENTEERCOMPOSITET VOOR
ALLE INDIRECTE
VOORZIENINGEN



SOOO SMART
IS **VISALYS**® CEMCORE

BEVESTIGING & STOMPOPOUW


KETENBACHDENTAL
Simply intelligent

VISALYS® CEMCORE – VOLLEDIG OVERTUIGEND

VOOR ELKE INDICATIE

- **Voorspelbaar cementeren** van kronen, bruggen, inlays, onlays, veneers, etsbruggen, wortelstiften en indirecte stompopbouw
- **Het composietcement voor alle indirecte voorzieningen** ((Edel)metaal, oxide keramiek (zirkoniumoxide en aluminiumoxide), silicaatkeramiek (veldspaat- en glaskeramiek), hybridekeramiek en composiet)

Conclusie van Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

[...] (Een) indrukwekkend potentieel van **Visalys® CemCore** voor een enorm scala aan indicaties [...]

Bron: Ernst, Prof. Dr. Claus-Peter et al.: A universal adhesive cementation and core build-up material, in: Spitta: ZMK, Vol. 36, Issue 5 May 2020 [294–308]



HOGE KLEURSTABILITEIT

In tegenstelling tot andere bevestigingscomposieten is **Visalys® CemCore** hydrofoob. Dit minimaliseert de opname van kleurstoffen en verkleuring van het composietcement.



	RelyX™ Universal	RelyX™ Unicem	RelyX™ Ultimate	Panavia™ F2.0	Panavia™ V5	Multilink® Automix	Variolink® Esthetic DC	Visalys® CemCore
Watter								
Koffie								
Rode wijn								

Kleurstabiliteit getest na 48 uur bij 37 °C

ZEKERE HECHTING & DUURZAAMHEID



De **gegarandeerde Visalys® CemCore randafsluiting** staat voor een uitstekende en langdurige composietverbinding.

Bron: Prof. Dr. Roland Frankenberger et al. (2019), *Marginal Quality of Ceramic Inlays luted with Visalys® CemCore*, University Marburg

Ook na **10 jaar** gesimuleerd oraal gebruik, geen onthechting, geen breuk.

Bron: Prof. Dr. Dipl.-Ing. Martin Rosentritt (2020), *Fracture force after long-term storage and TCML*, University Regensburg



SLIM IN GEBRUIK

Altijd dezelfde procedure, ongeacht welke indirecte restauratie.



Eenvoudig verwijderen van restcement

1) Uitstekende hechtingsresultaten dankzij de gepatenteerde Active Connect Technology. Meer informatie op www.kettenbach-dental.de/act en www.dental4.nl
2) Bron: Dr. med. dent. Frank-Michael Maier



VISALYS® CEMCORE – HET SORTIMENT



Visalys® CemCore

Starter pack

4,5 g (2,5 ml) automix cartridge, 2 ml Tooth Primer,
2 ml Restorative Primer, Blauwe mengtips,
stomp/taps, 5 stuks elk, 3 intra-orale tips, 2 endo tips

Universal (A2/A3)

REF 13570

Normal pack

9 g (5 ml) automix cartridge, Blauwe mengtips,
stomp/taps 10 stuks elk, 6 intra-orale tips,
4 endo tips

Universal (A2/A3)

REF 13572

Opaque

REF 13573

Translucent

REF 13574

Bleach

REF 13575

Dark (A4)

REF 13576

Visalys® Tooth Primer

4 ml flesje

REF 13580

Visalys® Restorative Primer

4 ml flesje

REF 13581

Visalys® CemCore Try In Paste

1,4 ml cartridge,
5 applicatie tips

Universal (A2/A3)

REF 13592

Opaque

REF 13593

Translucent

REF 13590

Bleach

REF 13591

Dark (A4)

REF 13594



Made
in
Germany

NOTITIES

Voor meer informatie vraag uw
dental depot of direct via ons:
info@dental4.nl
www.dental4.nl
www.kettenbach-dental.de


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent