

»Mijn nieuwe NUMMER ONE
voor monofase afdrukken «


VSXE[®] ONE

NIEUW product
NIEUWE formulering
NIEUWE voordelen



SOOO BETROUWBAAR
OVERGEBRACHT

PRECISIE AFDRUKKEN



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

VSXE® ONE – UNIEKE MATERIAALCOMBINATIE

VSXE® One:

Start nu met **VSXE® One**, het nieuwe materiaal specifiek ontwikkeld voor **monofase** afdrukken, zoals **implantaat** afdrukken.

Wat **VSXE® One** onderscheidt, los van haar unieke naam, is de **expliciete focus op fixatie afdrukken**, met producteigenschappen die precies zijn afgestemd op deze toepassing.

NIEUW product
NIEUWE formulering
NIEUWE voordelen

VSXE® ONE, DE NIEUWE ULTIEME FORMULERING:



VIGOROUS

Zekere overdracht dankzij **uitzonderlijk hoge eindhardheid** (Shore-A 65), voor een betrouwbare transfer van implantaatstiften.



SEAMLESS

Uitstekende vloeibaarheid dankzij de unieke formulering en **uitstekende hydrofiliciteit**, voor een **optimale aansluiting** aan transfer posts.

= **UW NIEUWE**




ADVANTAGES
THAT **STICK**

VSXE® ONE – OPMERKELIJK INDRUKWEKKEND

Indicaties / Technieken

VSXE® One is geoptimaliseerd voor:

- Implantaatafdrukken
- Fixatieafdrukken
- Functionele afdrukken



X

X-FORMULA

Verlengde verwerkingstijd en snelle uithardingstijd, waardoor potentiële vervormingen tijdens de uithardingsfase worden voorkomen en het **comfort voor de patiënt wordt bevorderd**.

E

EFFORTLESS

Gemakkelijk te verwijderen van het model en de mond van de patiënt, waardoor onbedoelde extracties worden voorkomen; neutrale smaak en geur.

#ONE VOOR MONOFASE AFDRUKKEN!



... in de praktijk en
in het laboratorium!


80%

VAN DE DEELNEMERS ZIET VSXE® ONE ALS EEN
GELIJKWAARDIG ALTERNATIEF VOOR HUN EERDER
GEBRUIKTE MONOFASE POLYETHER AFDRUKMATERIAAL.*

VSXE® ONE – HET ASSORTIMENT



VSXE® One

380 ml **Intro pack** 5:1 
380 ml cartridge, 10 ml adhesief,
10 dynamic mixtips, 1 applicatie syringe

REF 14732

760 ml **Refill pack** 5:1 
2 × 380 ml cartridges

REF 14733

Accessories

Universal Adhesive

10 ml fles

REF 14206

Dynamic Mixers

45 stuks blauw

REF 17900

Sympress Dispenser

REF 35910

Applyfix 5

2 applicatie syringes,
12 syringe tips

REF 17204



Made
in
Germany 

NOTITIE

1410734_2623

Voor meer informatie vraag uw
dental depot of direct via ons:
info@dental4.nl
www.dental4.nl
www.kettenbach-dental.com


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent