



# BETREGISTRATIES ZONDER COMPROMISSEN – FUTAR®

**A-SILICONEN VOOR BETREGISTRATIES**



**KETTENBACHDENTAL**  
Simply intelligent

# FUTAR® – SIMPELWEG INDRUKWEK- KEND!

## Beetregistratie

De **Futar®**-productreeks omvat zeven verschillende beetregistratiematerialen op basis van A-siliconen voor o.a. het maken van nauwkeurige occlusale registraties.

### **SUPER** VAN KWALITEIT

- Voor nauwkeurige occlusale registraties

### **SUPER** DOOR FLEXIBILITEIT

- Kies tussen hoge en hoogste eindhardheid en verschillende verwerkingstijden!

### **SUPER** IN BETROUWBAARHEID EN CONTINUÏTEIT

- Beproefde betrouwbare kwaliteit

**Sluit geen compromissen als het gaat om uw beetregistraties!**

# FUTAR® – SIMPELWEG INDRUKWEK- KEND!

## Beetregistratie

De **Futar®**-productreeks omvat zeven verschillende beetregistratiematerialen op basis van A-siliconen voor o.a. het maken van nauwkeurige occlusale registraties.

### SUPER VAN KWALITEIT

- Voor nauwkeurige occlusale registraties

### SUPER DOOR FLEXIBILITEIT

- Kies tussen hoge en hoogste eindhardheid en verschillende verwerkingstijden!

### SUPER IN BETROUWBAARHEID EN CONTINUÏTEIT

- Beproefde betrouwbare kwaliteit

**Sluit geen compromissen als het gaat om uw beetregistraties!**

# FUTAR® – DE VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

## Futar® /Futar® Fast:

- Hoge eindhardheid (Shore-A 90)
- Flexibel te verwerken: gemakkelijk te snijden
- Ook verkrijgbaar als fast variant, voor meer comfort voor de patiënt!



## Futar® Easy /Futar® Easy Fast:

- Hoge eindhardheid (Shore-A 90)
- Lage bijtweerstand
- Gemakkelijk te snijden
- Ook verkrijgbaar als fast variant
- Lage doseerkracht – gemakkelijk te appliceren



## Futar® D /Futar® D Fast:

- Extra hoge eindhardheid (Shore-D 43)
- Biedt zeer goede freeseigenschappen
- Ook verkrijgbaar als fast variant, voor meer comfort voor de patiënt!



## Futar® D Slow:

- Extra hoge eindhardheid (Shore-D 43)
- Extra lange verwerkingsduur, voor tijdrovende toepassingen. Zeer geschikt om een functionele randafvorming te maken en als fixatiemateriaal bij de edentate implantaatafdruk.
- Veelzijdig te gebruiken, ook in het laboratorium



**De Futar®-reeks kan  
zelfs nog meer:**

- Nauwkeurige resultaten dankzij uitstekende vloe-eigenschappen
- Lage elasticiteit voor de juiste positionering van de werkmodellen
- Gebruiksklaar en hygiënisch aan te brengen

**EENVOUDIG,  
SCHOON EN SNEL  
TE GEBRUIKEN!**

# FUTAR® – PRESTATIEVERMOGEN ZIT IN DE FAMILIE



## Tandboog

| Beetregistratiemateriaal                                                          | Mengen                                                                              | Verwerkingsduur<br>op 23 °C/74 °F ≤ | Intraorale<br>uithardingsduur<br>op 35 °C/95 °F ≥                                 | Totale<br>uithardingsduur*<br>≥ | Hardheid (ca.)<br>Shore                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |                                     |  |                                 |  |
| <b>Futar®</b>                                                                     |    | 30 sec.                             | 90 sec.                                                                           | <b>2:00 min.</b>                | A 90                                                                                |
| <b>Futar® Easy</b>                                                                |    | 30 sec.                             | 90 sec.                                                                           | <b>2:00 min.</b>                | A 90                                                                                |
| <b>Futar® D</b>                                                                   |   | 30 sec.                             | 90 sec.                                                                           | <b>2:00 min.</b>                | D 43                                                                                |
| <b>Futar® D Slow</b>                                                              |  | 90 sec.                             | 3:00 min.                                                                         | <b>4:30 min.</b>                | D 43                                                                                |

\*Totale uithardingsduur (verwijderingstijd uit de mond) vanaf het begin van het mengen

## Segment

| Beetregistratiemateriaal                                                            | Mengen                                                                              | Verwerkingsduur<br>op 23 °C/74 °F ≤ | Intraorale<br>uithardingsduur<br>op 35 °C/95 °F ≥                                   | Totale<br>uithardingsduur*<br>≥ | Hardheid (ca.)<br>Shore                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                     |  |                                 |  |
| <b>Futar® Fast</b>                                                                  |  | 15 sec.                             | 45 sec.                                                                             | <b>1:00 min.</b>                | A 90                                                                                  |
| <b>Futar® Easy Fast</b>                                                             |  | 15 sec.                             | 45 sec.                                                                             | <b>1:00 min.</b>                | A 90                                                                                  |
| <b>Futar® D Fast</b>                                                                |  | 15 sec.                             | 45 sec.                                                                             | <b>1:00 min.</b>                | D 43                                                                                  |

\*Totale uithardingsduur (verwijderingstijd uit de mond) vanaf het begin van het mengen



# FUTAR® – HET ASSORTIMENT

| Producten               | Normale verpakking<br>2 x 50 ml, 6 witte mengtips<br>BESTELCODES | Bonusverpakking<br>10 x 50 ml, 30 witte mengtips<br>BESTELCODES |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Futar®</b>           | 11912                                                            | 28277                                                           |
| <b>Futar® Fast</b>      | 11926                                                            | 28276                                                           |
| <b>Futar® Easy</b>      | 11923                                                            | –                                                               |
| <b>Futar® Easy Fast</b> | 11924                                                            | –                                                               |
| <b>Futar® D</b>         | 11932                                                            | 28278                                                           |
| <b>Futar® D Fast</b>    | 11961                                                            | 28279                                                           |
| <b>Futar® D Slow</b>    | 11951                                                            | –                                                               |

  

| Mengtips                | 50 stuks<br>BESTELCODES | 100 stuks<br>BESTELCODES |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Mengtips, wit, Ø 6,5 mm | 17234                   | 17235                    |

## TOM BEREZNICKI OVER FUTAR®



Sinds mijn afstuderen in 1976 hebben we een lange weg afgelegd in het materiaal dat we gebruiken voor beetregistratie. 16 jaar geleden maakte ik kennis met FUTAR® en sindsdien gebruik ik het. Het is voor mij het meest nauwkeurige materiaal en biedt de juiste sterkte om niet te breken bij het verwijderen uit de mond of bij het plaatsen op de modellen. De overdracht van informatie van de mond naar de articulator is nauwkeuriger dan bij vergelijkbare materialen die ik gebruikte.

Dr. Tom Bereznicki

Voor meer informatie vraag uw  
dental depot of direct via ons:

Kettenbach Dental Benelux  
Takkebijsters 73A  
4817 BL Breda  
info@dental4.nl  
www.dental4.nl



0511091\_2025

  
**KETTENBACHDENTAL**  
Simply intelligent